

# GAME READY®

LAADUKASTA,  
TEHOKASTA,  
TURVALLISTA

» HOIDA PINTAA SYVEMMÄLTÄ «



# GAME READY KYLMAKOMPRESSIOHOITO

GAME  READY®

KYLMÄKOMPRESSIOLAITTEEN  
KÄYTTÖTARKOITUS

## Akuuttiin vammanhoitoon

Ensiapuna loukkaantumisesta aiheutuneen kivun lievitykseen ja turvotuksen minimoimiseen.

Nivelten esim. nilkan, polven ja olkapään nivelsidevammat tai ns. puujalka ja muut iskuperäiset lihasvammat, missä on lihaksen sisäistä verenvuotoa.

## Post-operatiiviseen kuntoutukseen

Leikkauksen jälkeiseen kivunlievitykseen ja turvotuksen vähentämiseen.

Nilkan ja polven operaatiot ja tähystykset (acl / mcl), tekoniveloperaatiot (polvi/ lonkka), erilaiset olkapääoperaatiot, käsikirurgia esim. ranne.

## Aktiivinen kuntoutusvaihe

Nivelen kuormittaminen aloitetaan lääkärin ja fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti.

Laite vähentää turvotusta sekä rauhoittaa mahdollista räsityksestä aiheutuvaa tulehdusta nopeuttaen näin paluuta normaaliin aktiiviseen elämään.

# KUNTOUDU NOPEAMMIN, LAADUKKAAMMIN JA HELPOMMIN

GAME  READY®



## Med4Elite



Neljä järjestelmäksi yhdistettyä hoitomuotoa yhdessä kumouksellisessa toipumishoitolaitteessa. Kylmä-, lämpö-, kontrasti- ja kompressiohoito – kaikki yhden laitteen sisällä!

## GRPRO® 2.1



Kannettava kylmäkompressiolaite akuuttien vammojen hoitoon, leikkausten jälkeiseen kuntoutukseen, kivunhoitoon, turvotukseen ja palautumiseen.

## Ortopediset sidokset



Anatomisesti suunniteltu parasta sopivuutta ja mukavuutta ajatellen – muotoillut sidokset ympäröivät hoitoalueen kokonaan ja käyttävät apuna paineilmapuristusta.


# TOIMINTAMEKANISMI

## PATENTOITUA TEKNOLOGIAA

Keskusyksikön nestepumppu kierrättää lämpösäädelyä vettä sidoksen lämpövaihtokanavassa käyttäen apuna patentoitua NASA -teknologiaa.

Laite yhdistää edellä mainitun teknologian jaksoittaiseen kompressioon. Näiden hoitojen yhdistelmällä saavutetaan parhain hoitotulos.

## ATX



## INNOVATIIVISTA SUUNNITELUA

Anatomisesti suunnitellut sidokset ja keskusyksiköiden toiminta ovat pitkän innovatiivisen suunnittelun tulos. Sidokset ovat yhteensopivia sekä kannettavan GRPro 2.1 -laitteen että pyörillä liikuteltavan Med4Elite -laitteen kanssa.

# TULOKSET PUHUVAT PUOLESTAAN

GAME  READY®

**96%** kertoo laitteen edistäneen paluuta työhön tai jouduttaneen päivittäisiin aktiviteetteihin palaamista.

**87%** on voinut vähentää tai jopa lopettaa särkylääkkeiden käytön.

**98%** olivat tyytyväisiä käyttäessään Game Readyn kylmäkompressiohoitoa leikkauksen jälkeiseen toipumiseen.

## HYÖDYT

1. Vähentää tulehduskipulääkkeiden kulutusta ja mahdollistaa niiden käytön varhaisemman lopetuksen.
2. Vähentää verensiirtojen todennäköisyyttä.
3. Nopeuttaa fysioterapisten toipumismittareiden kuten nivelten liikelaajuuden ja painon varaamisen saavuttamista.
4. Parantaa tyytyväisyyttä toipumisprosessiin.
5. Lyhentää sairaalassa vietettyä aikaa.
6. Vähentää haavojen eritystä.
7. Vähentää tulehduksen riskiä.
8. Aktiivinen kompressio tehostaa kylmän vaikutuksia pintakontaktia syvemmälle nopeammin ja pitkäkestoisemmin.
9. Vähentää kipua, lihaskramppeja, verenpurkaumia ja turvotusta.
10. Turvallinen ja riskitön kylmähoitomuoto.

# Med4Elite

GAME  READY®



## KYLMÄHOITOA ILMAN JÄITÄ

*(aina 3°C:een saakka)*

Syvälle ulottuva, pitkäkestoisempi kylmyys, joka edistää verisuonten supistumista sekä vähentää verenkiertoa, tulehdusta ja turvotusta.

Vähentää lihaskouristuksia, pienentää aineenvaihdunnan tarvetta ja turvallisesti lievittää kipua loukkaantumisen tai leikkauksen jälkeen. Käytetään heti akuutin loukkaantumisen tai leikkauksen jälkeen sekä tarvittaessa jatkohoitona.



## KONTROLLOITAVAA LÄMPÖHOITOA

*(aina 45°C:een saakka)*

Hallittava lämmönsäätely palautumisen edistämiseksi sekä verenkierron lisäämiseksi loukkaantuneelle alueelle. Lämpökäsittely avittaa luonnollista paranemista vähentäen samalla kipua ja jäykkyyttä. Lämpökäsittelyä käytetään sen jälkeen, kun loukkaantumisen tai leikkauksen aiheuttamat ensivaiheen oireet alkavat vähentyä.



## NOPEA KONTRASTIHOITO

*(lämpötilamuutos alle 1 min)*

Nopea vaihtoväli kontrastihoidossa avaa ja supistaa verisuonia lisäämällä verenvirtausta loukkaantuneelle alueelle aiheuttamatta ylimääräistä turvotusta. Kontrastihoidoittaa myös vähentämään kipua. Med4Elite pystyy toteuttamaan ennennäkemättömän <1 minuutin vaihtovälin kylmä- ja lämmönhoidon välillä.



## Aktiivinen kompressiohoito

*(4 tasoa, 5-75 mm Hg)*

Game Readyn patentoidulla teknologialla pystytään tuottamaan ja sääntelemään jaksoittaista kompressiota. Kompressio jäljittelee luonnollisia lihasten supistumisliikkeitä "pumppaamalla" turvotusta pois vamma-alueelta. Aktiivinen kompressiohoito on osoittautunut tehokkaimmaksi kylmähoitoon yhdistettynä.

# GRPRO® 2.1



Game Ready® GRPro® 2.1 -järjestelmässä on innovatiivinen, patentoitu ACCEL®-teknologia (Active Compression and Cold Exchange Loop), joka mahdollistaa säädettävän kylmän (1-10°C) ja jaksottain pumppaavan kompression (0-75 mmHg).

GAME  READY®

## PARAS KYLÄKOMPRESSIOLAITE

Paras kannettava kylmäkompressioliite akuuttien vammojen hoitoon, kivunlievitykseen, turvotukseen ja leikkausten jälkeiseen toipumiseen.

Keskusyksiköllä säädät sidosten kompressiotason ja lämpötilan haluamaksesi. Laite kulkee kätevästi mukaan tulevassa kantolaukussa. Säilytä ohjekirjaa, virta- ja liitosjohtoa laukun sisällä.

Kaksipäinen liitosjohto mahdollistaa kahden sidoksen yhtäaikaisen käytön.


Ladattava akkupaketti - käyttöaika jopa 7 tuntia.



# Ortopediset sidokset

**14** EDISTYKSELLISTÄ HOITOMANSETTIA

**4** TERAPIA MUOTOA



GAME  READY®



PATENTOITUA NASA-  
TEKNOLOGIAA

Anatomisesti suunniteltu parasta sopivuutta ja mukavuutta ajatellen – muotoillut sidokset ympäröivät hoitoalueen kokonaan käyttäen apuna paineilmapuristusta. Näin saadaan hoitoalueille kattavampi ja parempi pintakosketus kylmä-, lämpö- ja kontrastihoitoa varten.

Saatavilla myös amputaatioidoksia.

MED4ELITE™

**ATX**

Active Temperature Exchange





TILAA ESITTELY

## Game Ready Finland

Hiidenportti 2B  
00730 Helsinki

**Asiakaspalvelu**  
010 292 4590



# GRHealth Oy

### Hinnat:

199€ ensimmäinen viikko, 100€ lisäviikot.  
Hinta sis. keskusyksikön ja yhden mansetin.

Lisämansetit 39€ / viikko.



Pihlajalinna



ORTON

Tekonivelsairaala  
COXA

Fysio-Eskola  
Fysioterapia- ja KehoKeskus

FYSIO  
2000

Fysioterapia KROPPA  
-jotta pystyt liikkumaan!